

Alioth 电加热套

精确控温

保温性强

易安装清洗

环保无污染



产品介绍

艾里奥斯电加热套是一种具备成本效益和维护简便的解决方案。生物制药过程需要卓越的热控制，加热套防止蒸汽冷凝在无菌排气口、工艺过滤器以及管道系统，降低过滤流体的粘度。艾里奥斯系列卫生级电加热套提供精准的温度控制和先进的加热功能及保温效果，严格按照新版GMP的规范要求生产，能够满足不同规格的要求。

产品特性

- 便于拆卸和安装，方便设备的清洗及维修保养
- 绝热保温效果好，温控范围室温~150°C
- 控制盒，LED，IP54
- 可反复使用，使用寿命长
- 具有柔韧性，易弯曲包扎
- 可根据需要量身定做非标产品
- 环保无污染

典型应用

- 热水箱排气口——排除冷凝水，符合GMP要求
- 冷冻干燥机破真空过滤器——去除灭菌或完整性测试后的残留水
- 过滤膏状产品——降低粘度或液化

Alioth 电加热套

⊕ 加热套产品参数

加热套材质	发泡硅胶或硅酸盐纤维
绝缘材料	硅胶涂覆玻纤复合材质
操作电压	220 V
发热材料	镍铬合金
输出功率	最大输出功率617 w
最大断电温度	根据仪表自行设置
温度传感器	PT100
热切断温度设定	根据仪表自行设置
阻燃性能	不燃，防火等级 A级
保护等级	IP54

⊕ 控制器产品参数

控制器外壳材质	PE塑料
操作电压	90~265 V
推荐温度设置范围	室温~150℃
最大环境温度	-20~75℃
最大输出电流	10 A
23℃下过电流保护	10 A
保护等级	IP54
设计标准	企业标准

⊕ 订购参数

品名	保温材料	滤芯数量	滤芯尺寸	控制器类型
HT=加热套	F=发泡硅胶 B=纤维	01=1支 03=3支 05=5支 07=7支 09=9支 11=11支	5=5英寸 1=10英寸 2=20英寸 3=30英寸	D1=数字显示