

Alioth 一次性接头套装

一次性设计

兼容性强

性能稳定



产品介绍

艾里奥斯一次性直通接头，盲堵接头套装由聚丙烯材料制成，配合Alidep® 深层过滤器和夹具，实现深层过滤器的正确安装，满足深层过滤工艺需求。

产品特性

- 具有良好的化学兼容性，可耐受pH1-14
- 具有良好的耐压和密封性
- 推荐一次性使用
- 性能稳定，牢固耐用
- 可选直通型、盲堵型

订购信息

产品货号	产品描述	订购包装
KITORING	3个直通型接头 3个盲堵型接头	1=1套/包
KITORING6	6个直通型接头	1=1套/包

