

316L不锈钢

灵活小巧

可定制化

兼容性强

Alioth 深层过滤膜包夹具 P 款



产品介绍

艾里奥斯深层膜包夹具P款是常见于深层过滤工艺应用中的产品，用于夹持特定面积的深层膜包，借助特定的动力源，使得料液通过深层过滤器，实现料液中颗粒固体等杂质分离的目的。

316L不锈钢材质，可很好的兼容不同特点的料液，满足制药行业的特殊需求。设备简单，结构坚固，便于安装和使用。树立设计，占地小，节省空间。同时还可以匹配市场上常见的品牌的圆型饼式深层膜包。不同的夹持数量，极大的方便了制药客户在不同阶段做灵活选择。

产品特性

- ▶ 树立式设计，配合导流板可实现下进下出、上进下出、下进上出等过滤操作
- ▶ 不锈钢316L材质
- ▶ 表面光洁度 $Ra < 1.2 \mu m$
- ▶ 符合cGMP对医药级标准的结构设计卫生死角的隔膜阀和压力表
- ▶ 选配液压装置，安装膜包，操作省力，安全简便
- ▶ 可兼容市场主要品牌的圆型饼式深层膜包
- ▶ 产品规格系列全面、选择灵活
- ▶ 可耐受酸、碱、有机溶剂等，满足SIP/CIP以及清洁验证需求
- ▶ 采用行业标准的卡盘接口连接
- ▶ 可根据客户需求做特殊定制

产品文件包

- ▶ CoQ
- ▶ 产品基础图纸
- ▶ 维护指南和操作手册
- ▶ 仪表的校验合格证书
- ▶ 材质证明文件
- ▶ 液压油FDA证书
- ▶ 表面光洁度证明文件
- ▶ IQ/OQ验证服务和文件
- ▶ 备品备件清单文件
- ▶ 其他定制产品涉及的定制文件

产品应用

- ▶ 单抗药物生产工艺中的澄清步骤
- ▶ 重组蛋白药物生产工艺中的澄清步骤
- ▶ 疫苗生产工艺中的澄清步骤
- ▶ 血液制品生产工艺中的澄清步骤
- ▶ 细胞/基因药物生产工艺中的澄清步骤

Alioth 深层过滤膜包夹具 P 款

产品参数

规格	液压膜包夹具		手动膜包夹具	
尺寸(长x宽x高)	115x94x223 cm	115x82x156 cm	115x94x223 cm	115x82x156 cm
	(10 m²膜包大底板)	(5 m²膜包大底板)	(10 m²膜包大底板)	(5 m²膜包大底板)
该数据供参考，尺寸详见图纸				
重量	170-180 kg		170-180 kg	
表面光洁度	表面光洁度Ra<1.2 μm，接液面光洁度Ra<0.6 μm			
设备框架	SS 304			

订购参数

产品货号	产品描述	产品包装
DFHBGP05-1	深层夹具P款，夹持1-5块膜包，无手动液压泵	1/PK
DFHBGP05-2	深层夹具P款，夹持1-5块膜包，带手动液压泵	1/PK
DFHBGP10-1	深层夹具P款，夹持1-10块膜包，无手动液压泵	1/PK
DFHBGP10-2	深层夹具P款，夹持1-10块膜包，带手动液压泵	1/PK