

Alioth 不锈钢滤壳

卫生 | 易清洗

易排空 | 兼容性高



产品介绍

艾里奥斯不锈钢滤壳按照卫生级要求和GMP要求设计，配合艾里奥斯出品的各种膜材质、各种尺寸的滤芯使用，可灵活运用在不同行业的不同工艺的不同阶段中。极易清洗，易排空，无残液顾虑，能满足生物制药行业关键料液、关键部位对于滤壳的严格要求，也可被广泛应用于制药、生物工程、食品饮料等行业。同时，该滤壳可以兼容市场上已有的不同品牌的滤芯，极大的方便了客户做灵活选择。

产品特性

- 卫生级设计，满足制药行业严格的法规要求
- 符合cGMP标准
- 操作省力，安全简便
- 可兼容市场主要品牌的滤芯
- 自带低点排空阀，容易排出残留料液和CIP液体
- 自带高点排气阀，防止气体压缩带来的过滤阻滞，保证SIP效果
- 可提供实验室研发规模、临床生产中试规模、商业化大生产规模全规格系列
- 采用行业标准的卡盘接口连接
- 可根据客户需求做特殊定制

产品文件包

- 产品基础图纸
- 维护指南和操作手册
- 仪表的校验合格证书
- 材质证明文件
- 表面光洁度证明文件
- 备品备件清单文件
- 其他定制产品涉及的定制文件

典型应用

- 培养基过滤
- 发酵液澄清后减菌过滤
- 注射用水
- 气体过滤

Alioth 不锈钢滤壳

产品参数

材质	滤壳: 316L不锈钢 垫圈: 硅橡胶 卡箍: 304不锈钢
滤芯接口形式	Code7/2-226
灭菌	可在线蒸汽灭菌或高压湿热灭菌
光洁度	内抛光 $\leq 0.6\text{ }\mu\text{m}$; 外抛光 $\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$
可装载滤芯尺寸	2.5英寸/5英寸/10英寸/20英寸/30英寸
尺寸/重量	详见不同货号的产品图纸
可装载滤芯数量	1芯、3芯、5芯(※7芯、9芯、11芯如需定制请联系销售)
最大操作条件	25°C @ 10 bar; 145°C @ 3.2 bar

备品配件信息

					
HSSPCTT1	HSSPOST1	HSPPGTT1	HSPMTT1	HSPDPTB0	HSPATTDC06
1.5英寸 不锈钢卡箍	1.5英寸 硅橡胶垫圈	1.5英寸 隔膜压力表	1.5英寸 不锈钢闷盖	不锈钢排气阀组件	50 mm TC转14 mm 软管接口

订购信息

品名 HS=不锈钢滤壳 HSP=不锈钢滤壳P款	滤芯数量 1=1芯 3=3芯 5=5芯	滤壳类型 T=T line N=In line C=C line	尺寸 02=2.5英寸 05=5英寸 10=10英寸 20=20英寸 30=30英寸	滤芯接口 7=226/尖头式 8=222/尖头式	滤壳接口 A=管径1英寸 50.5TC接口 B=管径1.5英寸 50.5TC接口 C=管径2英寸 64TC接口
排气口 V=排气阀 N=无	排液口 V=排液阀 N=无	包装数量 1=1/PK			