

Alioth 除病毒过滤膜包夹具

操作方便

安全便捷

316L不锈钢



产品介绍

艾里奥斯除病毒过滤膜包夹具是常见用于除病毒过滤工艺应用中的产品。它被用于夹持特定面积的除病毒过滤膜包，借助特定的动力源，使得料液通过除病毒过滤膜包，实现料液中的病毒截留的目标。

产品特性

- 不锈钢316L材质
- 表面抛光Ra<1.2 μm
- 符合cGMP对医药级标准的结构设计卫生死角的隔膜阀和压力表
- 采用液压装置，安装膜包，操作省力，安全简便
- 可兼容市场主要品牌的除病毒过滤膜包
- 可提供实验室研发规模、临床生产中试规模、商业化大生产规模全规格系列
- 可耐受酸、碱、有机溶剂等，满足SIP/CIP以及清洁验证需求
- 采用行业标准的卡盘接口连接

产品文件包

- CoQ
- 产品基础图纸
- IQ/OQ验证服务和文件
- 备品备件清单文件
- 设备压力仪表出厂前必须校验时的仪表的校验合格书
- 维护指南和操作手册
- 材质证明文件
- 液压油FDA证书
- 表面光洁度证明

产品特性

- 单抗药物生产工艺中的除病毒步骤
- 血液制品生产工艺中的除病毒步骤

Alioth 除病毒过滤膜包夹具

⊕ 产品参数

规格	除病毒过滤夹具单侧	除病毒过滤夹具双侧(带预过滤)
尺寸(长x宽x高)	90x60x130 cm	100x60x128 cm
	该数据供参考，尺寸详见图纸	
重量	142 kg	165 kg
材料组成	SS 304、SS 316L	SS 304、SS 316L

⊕ 订购参数

产品货号	产品描述	产品包装
VFHBGM-S	除病毒夹具单侧款	1/PK
VFHBGM-D	除病毒夹具双侧款	1/PK