


Alioth 不锈钢膜片夹持器

兼容性高

易排出

标准接口

可定制



产品介绍

艾里奥斯不锈钢膜片夹持器按照卫生级要求和GMP要求设计，配合艾里奥斯出品的各种膜材质、各种尺寸的膜片使用，可灵活运用在不同行业的不同工艺的膜材筛选阶段中。易清洗，易排空，无残液顾虑，能满足生物制药行业的相关要求。也可被广泛应用于制药、生物工程、食品饮料等行业。同时，该膜片夹持器也可以兼容市场上已有的不同品牌的同一直径的膜片，极大的方便了客户做灵活选择。

产品特性

- 卫生级设计，满足制药行业严格的法规要求
- 符合cGMP标准；操作省力，安全简便
- 可兼容市场主要品牌的膜片
- 自带低点排空阀，容易排出残留料液
- 可兼容不同品牌的膜片
- 采用行业标准的卡盘接口连接
- 可根据客户需求做特殊定制

产品应用

- 液体过滤
- 膜材筛选
- 工艺开发

Alioth 不锈钢膜片夹持器

产品参数

材质	不锈钢: SS 316L、SS 304L 垫圈: 硅橡胶
接口形式	可选: 法兰接口25 mm、50 mm
光洁度	可选: 镜面抛光、内电解外机械
直径	可选: 47、90、142、200、293 mm
最大操作条件	0.6 MPa

订购信息

品名	滤芯数量	材质	进出接口	密封圈	表面处理	产品包装
MH=不锈钢膜片夹持器	047=47 mm 090=90 mm 142=142 mm 200=200 mm 293=293 mm	4=SS 304 6=SS 316L	T2=TC 25 mm (47/90 mm) T5=TC 50 mm (142/200/293 mm)	S=硅胶	M=镜面抛光 E=内电解外机械	1=1/PK